

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРА МОЧИ



Перед использованием тщательно вымойте руки и гениталии. Откройте контейнер.



Положите крышку вверх дном (наклейкой вниз) на чистую поверхность.



Не касайтесь внутренней поверхности крышки и контейнера.



Соберите мочу в контейнер, не переливайте! Контейнер может быть заполнен до  $\frac{3}{4}$  объема.



Крепко закройте контейнер, вращая крышку по направлению часовой стрелки.



Осторожно перемешайте содержимое контейнера.



ЧАСТИЧНО удалите наклейку так, чтобы была видна игла с резиновым наконечником. Не трогайте иглу пальцем!



Поместите пробирку с пробкой в отверстие и легко нажмите. Игла проколит пробку и пробирка наполнится мочой. Не убирайте пробирку до тех пор, пока приток не кончится.



Закройте отверстие наклейкой. Остатки мочи вылейте в унитаз, а пустой контейнер выкиньте в мусор. Напишите свои данные на пробирке и как можно быстро отнесите ее в лабораторию.